


BIOMÉRIEUX

VITEK® 2

Identification & AntibioGramme



PIONEERING DIAGNOSTICS

GRAM NEGATIFS IDENTIFICATION VITEK 2 GN RÉF. 21341

ENTEROBACTERIACEAE

- *Budvicia aquatica*
- *Buttiauxella agrestis*
- *Cedecea davisae*
- *Cedecea lapagei*
- *Citrobacter amalonoticus*
- *Citrobacter braakii*
- *Citrobacter farmeri*
- *Citrobacter freundii*
- *Citrobacter koseri*
- *Citrobacter sedlakii*
- *Citrobacter werkmanii*
- *Citrobacter youngae*
- **Groupe Cronobacter sakazakii⁽¹⁾**
- *Edwardsiella hoshinae*
- *Edwardsiella tarda*
- *Enterobacter aerogenes*
- *Enterobacter asburiae*
- *Enterobacter cancerogenus*
- *Enterobacter cloacae*
- *Enterobacter sakazakii*
- *Escherichia coli*
- *Escherichia coli* O157
- *Escherichia fergusonii*
- *Escherichia hermannii*
- *Escherichia vulneris*
- *Ewingella americana*
- *Hafnia alvei*
- *Hafnia paralvei*
- *Klebsiella oxytoca*
- *Klebsiella pneumoniae* ssp *ozaenae*
- *Klebsiella pneumoniae* ssp *pneumoniae*
- *Klebsiella pneumoniae* ssp *rhinoscleromatis*
- *Kluyvera ascorbata*
- *Kluyvera cryocrescens*
- *Kluyvera intermedia*
- *Leclercia adecarboxylata*
- *Lelliottia amingena* 1
(*Enterobacter amnigenus* 1)
- *Lelliottia amingena* 2
(*Enterobacter amnigenus* 2)
- *Moellerella wisconsensis*
- *Morganella morganii* ssp. *morganii*
- *Morganella morganii* ssp. *sibonii*
- *Pantoea agglomerans*
- *Pantoea* spp.
- *Pluralibacter gergoviae*
(*Enterobacter gergoviae*)
- *Proteus hauseri*
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus penneri*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia alcalifaciens*
- *Providencia rettgeri*
- *Providencia rustigianii*
- *Providencia stuartii*
- *Rahnella aquatilis*
- *Raoultella ornithinolytica*
- *Raoultella planticola*
- *Salmonella entérica* ssp *arizonae*
- **Groupe Salmonella⁽²⁾**
- *Salmonella* ser. *Gallinarum*
- *Salmonella* ser. *paratyphi* A
- *Salmonella* ser. *typhi*
- *Serratia ficaria*
- *Serratia fonticola*
- **Groupe Serratia liquefaciens⁽³⁾**
- *Serratia marcescens*
- *Serratia odorifera*
- *Serratia plymuthica*
- *Serratia rubidaea*
- **Groupe Shigella⁽⁴⁾**
- *Shigella sonnei*

- **Groupe Yersinia enterocolitica⁽⁵⁾**
- *Yersinia pestis*
- *Yersinia pseudotuberculosis*
- *Yersinia ruckeri*
- *Yokenella regensburgei*

NON-ENTEROBACTERIACEAE

- *Achromobacter denitrificans*
- *Achromobacter xylosoxidans*
- **Complexe *Acinetobacter baumannii*⁽⁶⁾**
- *Acinetobacter haemolyticus*
- *Acinetobacter junii*
- *Acinetobacter lwoffii*
- *Acinetobacter radioresistens*
- *Actinobacillus ursingii*
- *Actinobacillus ureae*
- *Aeromonas hydrophila/punctata (caviae)*
- *Aeromonas punctata (caviae)*
- *Aeromonas salmonicida*
- *Aeromonas sobria*
- *Aeromonas veronii*
- *Alcaligenes faecalis* ssp. *faecalis*
- *Bergeyella zoohelcum*
- *Bordetella bronchiseptica*
- *Bordetella hinzii*
- *Bordetella trematum*
- *Brevundimonas diminuta/vesicularis*
- *Brucella melitensis*
- **Groupe *Burkholderia cepacia*⁽⁷⁾**
- *Burkholderia gladioli*
- *Burkholderia mallei*
- *Burkholderia pseudomallei*
- *Chromobacterium violaceum*
- *Chryseobacterium gleum*
- ***Chryseobacterium indologenes***
- *Comamonas testosteroni*
- *Cupriavidus pauculus*
- *Delftia acidovorans*
- *Elizabethkingia meningoseptica*
- *Francisella tularensis*
- *Grimontia hollisae*
- *Mannheimia haemolytica*
- *Methylobacterium* spp.
- **Groupe *Moraxella*⁽⁸⁾**
- *Myroides* spp.
- *Neisseria animaloris/zoodegmatidis*
- *Ochrobactrum anthropi*
- *Oligella ureolytica*
- ***Pandoraea* spp**
- *Paracoccus yeei*
- *Pasteurella aerogenes*
- *Pasteurella canis*
- *Pasteurella dagmatis*
- *Pasteurella multocida*
- *Pasteurella pneumotropica*
- *Pasteurella testudinis*
- *Photobacterium damsela*
- *Plesiomonas shigelloides*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Pseudomonas alcaligenes*
- *Pseudomonas fluorescens*
- *Pseudomonas luteola*
- *Pseudomonas mendocina*
- *Pseudomonas oleovorans*
- *Pseudomonas oryziatibans*
- *Pseudomonas putida*
- *Pseudomonas stutzeri*
- *Ralstonia insidiosa*
- *Ralstonia mannitolilytica*
- *Ralstonia pickettii*
- *Rhizobium radiobacter*
- *Roseomonas gilardii*
- *Shewanella algae*
- *Shewanella putrefaciens*
- *Sphingobacterium multivorum*
- *Sphingobacterium spiritivorum*
- *Sphingobacterium thalpophilum*
- *Sphingomonas paucimobilis*
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Tatumella ptyseos*
- *Vibrio alginolyticus*
- *Vibrio cholerae*
- *Vibrio fluvialis*
- *Vibrio metschnikovii*
- *Vibrio mimicus*
- *Vibrio parahaemolyticus*
- *Vibrio vulnificus*

ORGANISMES HAUTEMENT PATHOGÈNES

- *Brucella melitensis*
- *Burkholderia mallei*
- *Burkholderia pseudomallei*
- *Escherichia coli* O157
- *Francisella tularensis*
- *Yersinia pestis*

PATHOGENE CRITIQUE

- *Vibrio cholerae*

A CONFIRMER PAR DES TESTS SÉROLOGIQUES

- *Escherichia coli* O157
- *Francisella tularensis*
- *Salmonella enterica* ssp. *arizonae*
- **Groupe *Salmonella*⁽⁴⁾**
- *Salmonella* ser. *Gallinarum*
- *Salmonella* ser. *Paratyphi* A
- *Salmonella* ser. *Typhi*
- **Groupe *Shigella*⁽⁴⁾**
- *Shigella sonnei*

- 1) *Cronobacter universalis*, *Cronobacter dublinensis* ssp *dublinensis*, *Cronobacter dublinensis* ssp *lausannensis*, *Cronobacter dublinensis* ssp *lactaridi*, *Cronobacter malonicus*, *Cronobacter sakazakii*, *Cronobacter turicensis*, *Cronobacter muytjensii*
- 2) *Salmonella enterica* ssp. *enterica*, *Salmonella* ser. *Enteritidis*, *Salmonella* ser. *Paratyphi* B, *Salmonella* ser. *Paratyphi* C, *Salmonella* spp., *Salmonella* ser. *Typhimurium*
- 3) *Serratia grimesii*, *Serratia liquefaciens*, *Serratia proteamaculans*
- 4) *Shigella boydii*, *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*
- 5) *Yersinia aldovae*, *Yersinia enterocolitica*, *Yersinia frederiksenii*, *Yersinia intermedia*, *Yersinia kristensenii*
- 6) *Acinetobacter baumannii*, *Acinetobacter calcoaceticus*, *Acinetobacter pittii*, *Acinetobacter nosocomialis*
- 7) *Burkholderia cepacia*, *Burkholderia multivorans*, *Burkholderia stabilis*, *Burkholderia vietnamiensis*
- 8) *Moraxella lacunata*, *Moraxella nonliquefaciens*, *Moraxella osloensis*

GRAM POSITIFS IDENTIFICATION VITEK 2 GP RÉF. 21342

- *Abiotrophia defectiva*
- *Aerococcus urinae*
- *Aerococcus viridans*
- *Alloiococcus otitis*
- *Dermacoccus nishinomiyaensis* / *Kytococcus sedentarius*
- ***Enterococcus avium***
- ***Enterococcus casseliflavus***
- *Enterococcus cecorum*
- *Enterococcus columbae*
- ***Enterococcus durans****
- ***Enterococcus faecalis***
- ***Enterococcus faecium***
- ***Enterococcus gallinarum***
- ***Enterococcus hirae***
- *Enterococcus raffinosus*
- *Enterococcus saccharolyticus*
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*
- *Facklamia hominis*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Gemella bergeri*
- *Gemella haemolysans*
- *Gemella morbillorum*
- *Gemella sanguinis*
- *Globicatella sanguinis*
- *Globicatella sulfidifaciens*
- *Granulicatella adiacens*
- *Granulicatella elegans*
- *Helcococcus kunzii*
- *Kocuria kristinae*
- *Kocuria rhizophila*
- *Kocuria rosea*
- *Kocuria varians*
- *Lactococcus garvieae*
- *Lactococcus lactis* ssp *cremoris*
- *Lactococcus lactis* ssp *lactis*
- *Lactococcus raffinolactis*
- *Leuconostoc citreum*
- *Leuconostoc lactis*
- *Leuconostoc mesenteroides* ssp. *cremoris*
- *Leuconostoc mesenteroides* ssp. *dextranicum*
- *Leuconostoc mesenteroides* ssp. *mesenteroides*
- *Leuconostoc pseudomesenteroides*
- *Listeria fleischmannii*
- *Listeria grayi*
- *Listeria innocua*
- *Listeria ivanovii⁽¹⁾*
- *Listeria monocytogenes*
- *Listeria rocourtiae*
- *Listeria seeligeri*
- *Listeria welshimeri*
- *Micrococcus luteus* / *lylae*
- *Pediococcus acidilactici*
- *Pediococcus pentosaceus*
- *Rothia dentocariosa*
- *Rothia mucilaginosa*
- *Staphylococcus arlettae*
- ***Staphylococcus aureus***
- ***Staphylococcus auricularis***
- ***Staphylococcus capitis*⁽²⁾**
- *Staphylococcus caprae*
- *Staphylococcus carnosus* ssp. *carnosus*
- ***Staphylococcus chromogenes***
- ***Staphylococcus cohnii* ssp. *cohnii***
- ***Staphylococcus cohnii* ssp. *urealyticus***
- ***Staphylococcus epidermidis***
- *Staphylococcus equorum*
- *Staphylococcus gallinarum*
- ***Staphylococcus haemolyticus***
- ***Staphylococcus hominis*⁽³⁾**
- ***Staphylococcus hyicus***
- ***Staphylococcus intermedius***
- ***Staphylococcus kloosii***
- ***Staphylococcus lentus***
- ***Staphylococcus lugdunensis***
- ***Staphylococcus pseudintermedius***
- ***Staphylococcus saprophyticus***
- ***Staphylococcus schleiferi***
- ***Staphylococcus sciuri***
- ***Staphylococcus simulans***
- *Staphylococcus vitulinus*
- ***Staphylococcus warneri* ****
- ***Staphylococcus xylosus***
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus alactolyticus*
- *Streptococcus anginosus*
- *Streptococcus canis*
- *Streptococcus constellatus* ssp. *constellatus*
- *Streptococcus constellatus* ssp. *pharyngis*
- *Streptococcus cristatus*
- *Streptococcus downei*
- *Streptococcus dysgalactiae* ssp. *dysgalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae* ssp. *equisimilis*
- *Streptococcus equi* ssp. *equi*
- *Streptococcus equi* ssp. *zooepidemicus*
- *Streptococcus equinus*
- *Streptococcus gallolyticus* ssp. *gallolyticus*
- *Streptococcus gallolyticus* ssp. *pasteurianus*
- *Streptococcus gordonii*
- *Streptococcus hyointestinalis*
- ***Streptococcus infantarius* ssp. *infantarius***
- ***Streptococcus infantarius* ssp. *coli* (Str. Lutetiensis) / *Streptococcus bovis***
- ***Streptococcus intermedius***
- ***Streptococcus iniae***
- ***Streptococcus mitis* / *Streptococcus oralis***
- ***Streptococcus mutans***
- ***Streptococcus ovis***
- ***Streptococcus parasanguinis***
- *Streptococcus pluranimalium*
- *Streptococcus pseudoporcinus*
- ***Streptococcus pneumoniae***
- *Streptococcus porcinus*
- ***Streptococcus pyogenes***
- ***Streptococcus salivarius* ssp *salivarius***
- ***Streptococcus sanguinis***
- ***Streptococcus sobrinus***
- ***Streptococcus suis* I**

- **Streptococcus suis II**
- **Streptococcus salivarius ssp thermophilus**
- Streptococcus thoraltensis
- **Streptococcus uberis**
- **Streptococcus vestibularis**
- Vagococcus fluvialis

- * possibilité de Enterococcus villorum si l'échantillon est d'origine vétérinaire
- ** possibilité de Staphylococcus pasteurii en cas de pigments jaune

PATHOGÈNE CRITIQUE

Listeria monocytogenes

- 1) Listeria ivanovii ssp. ivanovii Listeria ivanovii ssp. Londoniensis
- 2) Staphylococcus capitis ssp. capitis Staphylococcus capitis ssp. urealyticus
- 3) Staphylococcus hominis ssp. hominis Staphylococcus hominis ssp. novobiosepticus

LEVURES IDENTIFICATION

VITEK 2 YST
RÉF. 21343

- **Candida albicans**
- Candida auris
- Candida boidinii
- Candida catenulata
- **Candida ciferrii (Stephanoascus ciferrii)**
- Candida colliculosa
- **Candida dubliniensis**
- Candida duobushaemulonii
- Candida famata
- Candida freyschussii
- **Candida glabrata**
- **Candida guilliermondii**
- **Candida haemulonii**
- Candida haemulonii var vulnera
- **Candida inconspicua /**
- **Candida lambica**
- **Candida intermedia**
- **Candida kefyr**
- **Candida krusei**
- **Candida lipolytica**
- **Candida lusitanae**
- Candida magnoliae
- **Candida norvegensis**
- **Candida parapsilosis**
- **Candida pelliculosa**
- Candida pulcherrima
- **Candida rugosa**
- Candida sake
- Candida spherica
- **Candida tropicalis**
- **Candida utilis**
- Candida zeylanoides
- Cryptococcus albidus
- Cryptococcus gattii
- Cryptococcus laurentii
- **Cryptococcus neoformans**
- Cryptococcus terreus
- Cryptococcus uniguttulatus
- Geotrichum klebahnii*
- Klöckera spp.⁽¹⁾
- Kodamaea ohmeri
- Malassezia furfur
- Malassezia pachydermatis
- Milleroyzma farinosa (Pichiafarinosa)
- Prototheca wickerhamii
- Prototheca zoppii
- Rhodotorula glutinis / Rhodotorula mucilaginosa
- Rhodotorula minuta
- Saccharomyces cerevisiae
- Saprochaete capitata (Geotrichum capitatum)
- Sporobolomyces salmonicolor
- Trichosporon asahii
- Trichosporon inkin

- Trichosporon mucoides
- Zygosaccharomyces bailii
- Zygosaccharomyces spp

- * Possibilité de Geotrichum candidum
- ** Possibilité de Cryptococcus albidus

NEISSERIA HAEMOPHILUS IDENTIFICATION

VITEK 2 NH
RÉF. 21346

- Actinobacillus pleuropneumoniae
- Actinobacillus suis
- Actinobacillus ureae
- Aggregatibacter actinomycetemcomitans
- Aggregatibacter aphrophilus
- Aggregatibacter segnis
- Campylobacter coli
- Campylobacter fetus ssp. fetus
- Campylobacter jejuni ssp. jejuni
- Capnocytophaga spp.
- Cardiobacterium hominis
- Eikenella corrodens
- Gardnerella vaginalis
- Haemophilus haemolyticus
- Haemophilus influenzae⁽¹⁾
- Haemophilus parahaemolyticus
- Haemophilus parainfluenzae
- Histophilus somni
- Kingella denitrificans
- Kingella kingae
- Moraxella (Branhamella) catarrhalis
- Moraxella (Neisseria) ovis
- Neisseria cinerea
- Neisseria elongata
- Neisseria gonorrhoeae
- Neisseria lactamica
- Neisseria meningitidis
- Neisseria sicca⁽²⁾
- Neisseria weaveri
- Oligella urethralis
- Riemerella anatipestifer
- Suttonella indologenes

ANAEROBIES CORYNEBACTERIES IDENTIFICATION ANC

VITEK 2
RÉF. 21347

- Actinomyces bovis
- Actinomyces canis
- Actinomyces israelii⁽¹⁾
- Actinomyces meyeri
- Actinomyces naeslundii
- Actinomyces neuii
- Actinomyces odontolyticus
- Actinomyces turicensis
- Actinotignum schaalii
- Anaerococcus prevotii
- Arcanobacterium haemolyticum
- Atopobium vaginae
- Bacteroides caccae
- Bacteroides eggerthii
- Bacteroides fragilis
- Bacteroides fragilis
- Bacteroides ovatus
- Bacteriodes pyogenes
- Bacteroides stercoris
- Bacteroides thetaiotaomicron
- Bacteroides uniformis
- Bacteroides vulgatus
- Bacteroides xylanisolvens
- Bifidobacterium spp.
- Campylobacter ureolyticus
- Clostridium baratii
- Clostridium butyricum
- Clostridium cadaveris
- Clostridium chauvoei
- Clostridium clostridioforme
- Clostridium difficile
- Groupe Clostridium (C. innocuum, C. limosum, C. novyi)
- Clostridium histolyticum
- Clostridium paraputrificum
- Clostridium perfringens
- Clostridium ramosum
- Clostridium septicum
- Clostridium sporogenes
- Clostridium subterminale
- Clostridium tertium
- Collinsella aerofaciens
- Corynebacterium amycolatum
- Corynebacterium diphtheriae
- Corynebacterium glucuronolyticum
- Corynebacterium jeikeium
- Corynebacterium minutissimum
- Corynebacterium pseudodiphtheriticum
- Corynebacterium striatum
- Corynebacterium ulcerans
- Corynebacterium urealyticum
- Eggerthella lenta
- Eggerthia cateniformis (Lactobacillus cateniformis)
- Eubacterium limosum
- Finegoldia magna
- Fusobacterium mortiferum
- Fusobacterium necrophorum
- Fusobacterium nucleatum
- Fusobacterium varium
- Hathewayia histolytica
- Hathewayia limosa
- Lactobacillus acidophilus
- Lactobacillus buchneri
- Lactobacillus casei
- Lactobacillus fermentum
- Lactobacillus gasseri
- Lactobacillus hilgardii
- Lactobacillus parabuchneri
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- Microbacterium flavescens
- Micobacterium ssp
- Paeniclostridium soedelii
- Parabacteroides distasonis
- Parabacteroides merdae
- Paraclostridium bifermentans
- Parvimonas micra
- Peptoniphilus asaccharolyticus
- Peptoniphilus indolicus
- Peptostreptococcus anaerobius
- Porphyromonas asaccharolytica
- Porphyromonas gingivalis
- Porphyromonas gulae
- Porphyromonas uenonis
- Prevotella bivia
- Prevotella buccae
- Prevotella denticola
- Prevotella disiens
- Prevotella intermedia
- Prevotella melaninogenica
- Prevotella nanceiensis
- Prevotella oralis
- Prevotella oris
- Prevotella salivae
- Prevotella timonensis
- Propionibacterium acnes
- Propionibacterium granulosum
- Propionibacterium propionicum (Propionibacterium propionicus)
- Rhodococcus hoagii
- Staphylococcus saccharolyticus
- Terrisporobacter glycolicus (Clostridium glycolicum)
- Trueperella pyogenes

- (Arcanobacterium pyogenes)
- Turicella otitidis
- Veillonella spp.

PATHOGÈNE CRITIQUE

- Corynebacterium diphtheriae

1) A. israelii et A. gerencerisae

BACILLUS IDENTIFICATION

VITEK 2 BCL (NON IVD/CE)
RÉF. 21345

- Alicyclobacillus acidoterrestris
- Aneurinibacillus aneurinilyticus*
- Bacillus anthracis
- Bacillus badius
- Bacillus cereus/ B. thuringiensis/ B. mycoides
- Bacillus circulans
- Bacillus clausii
- Bacillus coagulans
- Bacillus farraginis
- Bacillus firmus
- Bacillus fordii
- Bacillus fortis
- Bacillus galactosidilyticus
- Bacillus gelatini
- Bacillus lentus
- Bacillus licheniformis
- Bacillus megaterium
- Bacillus pumilus
- Bacillus raris
- Bacillus simplex
- Bacillus smithii
- Lysinibacillus sphaericus/ Lysinibacillus fusiformis
- Bacillus sporothermodurans
- Bacillus subtilis**/ B. amyloliquefacies/ B. atrophaeus
- Brevibacillus agri
- Brevibacillus borstelensis
- Brevibacillus brevis
- Brevibacillus centrosporus
- Brevibacillus choshinensis
- Brevibacillus invocatus
- Brevibacillus laterosporus
- Brevibacillus parabrevis
- Geobacillus stearothermophilus
- Geobacillus thermoglucosidasius/ G. thermodenitrificans
- Geobacillus thermoleovorans
- Geobacillus toebii
- Paenibacillus alvei
- Paenibacillus amylolyticus
- Paenibacillus cineris
- Paenibacillus cookii
- Paenibacillus durus
- Paenibacillus glucanolyticus
- Paenibacillus lactis
- Paenibacillus lautus
- Paenibacillus macerans
- Paenibacillus pabuli
- Paenibacillus peoriae
- Paenibacillus polymyxa
- Paenibacillus thiaminolyticus
- Paenibacillus validus
- Virgibacillus pantothenicus
- Virgibacillus proomii

* Possibilité d'Aneurinibacillus migulanus

** Possibilité : Bacillus vallismortis

ORGANISME HAUTEMENT PATHOGÈNE

- Bacillus anthracis

Texte gras = espèces incluses dans les cartes Antibiotogramme

VITEK[®] 2

GRAM POSITIFS Antibiogramme

STAPHYLOCOQUES AST-P668 RÉF. 424184

- Oxacilline (CMI)
- Test Céfoxitine
- Kanamycine
- Gentamicine
- Erythromycine
- Clindamycine
- Quinupristine/Dalfopristine
- Test ICR**
- Daptomycine
- Lévofoxacine
- Tétracycline
- Vancomycine
- Teicoplanine
- Fosfomycine
- Nitrofurantoïne
- Linézolide
- Acide fusidique
- Rifampicine
- Triméthoprim/Sulfaméthoxazole

STREPTOCOQUES B HÉMOLYTIQUES & ORAUX, PNEUMOCOQUES AST-ST03 RÉF. 421040

- Benzylpénicilline
- Ampicilline
- Céfoxitine
- Ceftriaxone
- Clindamycine
- Erythromycine
- Test ICR***
- Lévofoxacine
- Moxifloxacine
- Tétracycline
- Tigécycline
- Chloramphénicol
- Rifampicine
- Triméthoprim/Sulfaméthoxazole
- Vancomycine
- Teicoplanine
- Gentamicine HC
- Linézolide

ENTÉROCOQUES AST-P667 RÉF. 424183

- Benzylpénicilline
- Ampicilline
- Erythromycine
- Clindamycine
- Quinupristine/dalfopristine

- Linézolide
- Daptomycine
- Nitrofurantoïne
- Tigécycline
- Chloramphénicol
- Rifampicine
- Lévofoxacine
- Ciprofloxacine
- Triméthoprim/Sulfaméthoxazole
- Gentamicine HLR
- Vancomycine
- Teicoplanine

** Test d'induction de la résistance aux macrolides
*** Test validé pour *Streptococcus agalactiae* et pyogènes

GRAM NEGATIFS Antibiogramme

INFECTIONS URINAIRES - ORIENTATION VILLE AST-N436 RÉF. 424440

- Ampicilline
- Amoxicilline/Ac. clav.
- Mécillina (1)
- Céfoxitine
- Céfixime
- Ceftriaxone
- Ceftazidime
- Céfépime
- Ertapénème
- Amikacine
- Lévofoxacine
- Ciprofloxacine
- Nitrofurantoïne
- Fosfomycine⁽¹⁾
- Triméthoprim
- Triméthoprim/Sulfa.

INFECTIONS URINAIRES - ORIENTATION HÔPITAL AST-N442 RÉF. 424538

- Ampicilline
- Amoxicilline/Ac. clav.
- Pipéracilline/Tazobactam
- Mécillina (1)
- Céfoxitine
- Céfixime
- Ceftriaxone
- Ceftazidime
- Céfépime
- Ertapénème
- Imipénème
- Amikacine

- Lévofoxacine
- Fosfomycine (1)
- Nitrofurantoïne
- Triméthoprim/Sulfa.

(1) Réponse limitée à *E. coli*

INFECTIONS SYSTÉMIQUES AST-N441 RÉF. 424539

- Ampicilline
- Amoxicilline/Ac. Clav.
- Ticarcilline
- Pipéracilline/Tazobactam
- Céfoxitine
- Céfoxitine
- Ceftazidime
- Céfépime
- Ertapénème
- Imipénème
- Amikacine
- Tobramycine
- Gentamicine
- Lévofoxacine
- Ciprofloxacine
- Triméthoprim/Sulfa.

BMR BACTÉRIES MULTI- RÉSISTANTES AST-XN28 RÉF. 424586

UTILISATION EN ASSOCIATION AVEC AST-N436/AST-N441/AST-N442

- Ticarcilline/Ac. Clav.
- Témocilline
- Céfoxitine
- Aztréonam
- Test BLSE
- Méropénème
- Méropénème/Vaborbactam
- Ceftolozane/Tazobactam
- Ceftazidime/Avibactam
- Imipénème/Relebactam
- Colistine
- Tigécycline
- Eravacycline
- Acide nalidixique
- Délafoxacine
- Chloramphénicol

NON FERMENTANTS AST-N443 RÉF. 424541

- Pipéracilline/Tazobactam
- Ceftazidime
- Céfépime
- Aztréonam
- Imipénème
- Méropénème
- Ceftolozane/Tazobactam
- Ceftazidime/Avibactam
- Imipénème/Relebactam
- Amikacine
- Tobramycine
- Lévofoxacine
- Ciprofloxacine
- Colistine

LEVURES Antifongigramme

ANTIFONGIGRAMME AST-YS08 RÉF. 420739

Candida spp., *cryptococcus neoformans*

- Flucytosine
- Amphotéricine B
- Fluconazole
- Voriconazole
- Caspofungine⁽¹⁾
- Micafungine⁽¹⁾

1) Validé pour *Candida spp.*

Lire attentivement les instructions
figurant sur l'étiquetage et/ou la
notice d'utilisation des produits.



Produits marqués

