



ETEST®

LISTE DES RÉFÉRENCES

UNE RÉPONSE FIABLE POUR LES SITUATIONS DIFFICILES

UNE GAMME EN CONSTANTE ÉVOLUTION ET DISPONIBILITÉ DE NOUVELLES MOLÉCULES

ANTIBIOTIQUES

PLAGE DE CMI				CE IVD*				PLAGE DE CMI				CE IVD*			
424022	ACIDE NALIDIXIQUE	NA	0.016-256	✓	412324	DAPTOMYCINE	DPC	0.016-256	✓	412436	PIPERACILLINE	PP	0.016-256	✓	
412219	AMIKACINE	AK	0.016-256	✓	421771	DELAFLORACINE	DFX	0.002-32	✓	412444	QUINUPRI/DALFO	QDA	0.002-32	✓	
423446	AMOXI/CLAV (EUCAST)	ACC	0.016-256	✓	412326	DORIPENEME	DOR	0.002-32	✓	412450	RIFAMPICINE	RI	0.002-32	✓	
412243	AMOXICILLINE	AC	0.016-256	✓	412328	DOXYCYCLINE	DC	0.016-256	✓	412452	SPECTINOMYCINE	SC	0.064-1024	✓	
412253	AMPICILLINE	AM	0.016-256	✓	421552	ERAVACYCLINE	ERV	0.002-32	✓	424015	STREPTOMYCINE	SM	0.064-1024	✓	
412251	AMPICILLINE/SULBACTAM	AB	0.016-256	✓	412332	ERTAPENEME	ETP	0.002-32	✓	412461	TEICOPLANINE	TP	0.016-256	✓	
412257	AZITHROMYCINE	AZ	0.016-256	✓	412334	ERYTHROMYCINE	EM	0.016-256	✓	424010	TEMOCILLINE**	TMO	0.064-1024	✓	
412259	AZTREONAM	AT	0.016-256	✓	423442	FOSFOMYCINE	FM	0.064-1024	✓	412471	TETRACYCLINE	TC	0.016-256	✓	
424460	AZTREONAM/AVIBACTAM	AZA	0.016-256	✓	424004	GENTAMICINE VH	GM	0.064-1024	✓	412473	TIC/CLAV-CON2	TLC	0.016-256	✓	
412263	BENZYLPENICILLINE VH	PG	0.016-256	✓	412368	GENTAMICINE VB	GM	0.016-256	✓	424314	TIGECYCLINE	TGC	0.016-256	✓	
412265	BENZYLPENICILLINE VB	PG	0.002-32	✓	412374	IMIPENEME	IP	0.002-32	✓	412479	TOBRAMYCINE VB	TM	0.016-256	✓	
412273	CEFEPIME	PM	0.016-256	✓	420925	IMIPENEME RELEBACTAM	IPR	0.004-64	✓	412481	TRIM/SULFA	TS	0.002-32	✓	
412275	CEFIXIME	IX	0.016-256	✓	412382	KANAMYCINE	KM	0.016-256	✓	412483	TRIMETHOPRIME	TR	0.002-32	✓	
412281	CEFOTAXIME VB	CTL	0.002-32	✓	412393	LEVOFLOXACINE	LE	0.002-32	✓	412488	VANCOMYCINE	VA	0.016-256	✓	
412285	CEFOXITINE	FX	0.016-256	✓	412396	LINEZOLIDE	LZ	0.016-256	✓						
412289	CEFPodoxime	PX	0.016-256	✓	424030	MECILLINAM	MM	0.016-256	✓						
424000	CEFTAROLINE	CPT	0.002-32	✓	412402	MEROPENEME	MP	0.002-32	✓						
412293	CEFTAZIDIME	TZ	0.016-256	✓	421563	MEROPENEME VABORBACTAM	MEV	0.004-64	✓						
419556	CEFTAZIDIME/AVIBACTAM	CZA	0.016-256	✓	412404	METRONIDAZOLE	MZL	0.016-256	✓						
414447	CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM	C/T	0.016-256	✓	412409	MINOCYCLINE	MC	0.016-256	✓						
412301	CEFTRIAXONE	TX	0.016-256	✓	412411	MOXIFLOXACINE	MX	0.002-32	✓						
412303	CEFTRIAXONE VB	TX	0.002-32	✓	424011	MUPIROICINE	MU	0.064-1024	✓						
412305	CEFUROXIME	XM	0.016-256	✓	424018	NITROFURANTOINE	NI	0.032-512	✓						
412309	CHLORAMPHENICOL	CL	0.016-256	✓	424024	NORFLOXACINE	NX	0.016-256	✓						
412311	CIPROFLOXACINE	CI	0.002-32	✓	412430	OFLOXACINE	OF	0.002-32	✓						
412313	CLARITHROMYCINE	CH	0.016-256	✓	412432	OXACILLINE	OX	0.016-256	✓						
412315	CLINDAMYCINE	CM	0.016-256	✓	421166	PIPERACILLINE/TAZOBACTAM	P/T	0.016-256	✓						

ANTIFONGIQUES

PLAGE CMI				CE IVD*			
424316	AMPHOTERICINE-B	AP	0.002-32	✓			
423998	ANIDULAFUNGINE	AND	0.002-32	✓			
412490	VORICONAZOLE	VO	0.002-32	✓			
424479	POSACONAZOLE	POS	0.002-32	✓			
424008	MICAFUNGINE	MYC	0.002-32	✓			
412380	ITRACONAZOLE	IT	0.002-32	✓			
412350	FLUCONAZOLE	FL	0.016-256	✓			
412269	CASPOFUNGINE	CS	0.002-32	✓			
412352	FLUCYTOSINE	FC	0.002-32	✓			

DÉTECTION DES MÉCANISMES DE RÉSISTANCE

PLAGE DE CMI				CE IVD*			
424020	MBL Méropénème + EDTA	MP/MPi	8/2	✓			
424006	MBL IMIPENEME/IMIPENEME+EDTA	IP/IPi	0.016-256/64	✓			
423992	BLSE Ceftazidime	TZ/TZL	0.002-32/4	✓			
423994	BLSE Céfotaxime	CT/CTL	16/1	✓			
423996	BLSE Céfépime	PM/PML	16/4 32/32	✓			
424026	AmpC**	CN/CNI	32/32	✓			
424028	GRD **	VA/TP	32/32	✓			

*CE/IVD : In Vitro Diagnostic medical devices

** Application Recherche Uniquement

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou la notice d'utilisation du produit.
Pour plus d'informations, contactez votre représentant bioMérieux.



CE 0459 Produits marqués

bioMérieux S.A. • 69280 Marcy l'Étoile • France
Tel.: + 33 (0)4 78 87 20 00 • Fax: +33 (0)4 78 87 20 90
www.biomerieux.com

PIONEERING DIAGNOSTICS